


Optalmed

Retractor de Iris Ref. OT8066



Descripción

- Gancho de sección circular realizado en fibra de polipropileno azul flexible y resistente.
- Bordes del gancho bien redondeados para evitar el daño del iris durante su uso.
- Ajuste mediante un anillo de silicona.
- Producto de un solo uso.

Indicaciones de Uso

- Retracción mecánica del iris en distintos procedimientos quirúrgicos, en concreto en cirugía de catarata.
- Especialmente indicado en pacientes con IFIS (Síndrome de Flacidez de Iris Intraoperatorio).
- Permite un ajuste controlado y suave debido a la alta flexibilidad del material

Presentación

- Blíster de 5 unidades
- Colocados individualmente en vertical para una fácil manipulación.

