

# SOLUCIÓN SALINA BALANCEADA (BSS)

Marca: SIDAPHARM  
Referencia: SIBSS500



## DESCRIPCIÓN

Solución de irrigación ocular. Es una solución fisiológica estéril que contiene iones esenciales para la integridad de los tejidos oculares. Sus valores fisiológicos de pH y de osmolaridad reducen el traumatismo quirúrgico, y su transparencia y el índice de refracción permiten una perfecta visualización de las estructuras durante la intervención.

## INDICACIONES

Durante los procedimientos quirúrgicos, hidrata y protege las células, a la vez que mantiene la presión intraocular en cirugías de catarata, retina y refractiva. También se utiliza para limpiar e hidratar las superficies oculares

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición por 1ml:

Cloruro de sodio	Cloruro de potasio	Cloruro de Calcio	Cloruro de Magnesio	Acetato de Sodio	Citrato de Sodio	Hidróxido de Sodio	Ácido Clorhídrico	Agua
6.40mg	0.75mg	0.48mg	0.30mg	3.90mg	1.70mg	Ajuste pH	Ajuste pH	p.i

pH: 6.8-7.4

Osmolaridad: 285-315mOsm/Kg

No contiene conservantes ni látex

Conservar a temperatura entre 8º y 27ºC.

No congelar. Evitar excesivo calor y proteger de la luz

## CERTIFICADOS SANITARIOS

Clase Médica IIb CE 0653

## PRESENTACIÓN

Botella de polipropileno de 500ml con anilla para colgar retráctil en la base. Material plástico de alta calidad no colapsable.

Caja de cartón de 6 unidades

COGIDO EAN: 08427913090980